



Ficha técnica REF 20.35.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	20.35.01	Barsky gancho 1d 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028350
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-035
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		