



Ficha técnica REF 20.35.32

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	20.35.32	Humby gancho ajustable 2d 11.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028374
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-035
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
			
Medida	11.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		