



Ficha técnica REF 20.45.16

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	20.45.16	gancho agu 16.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028473
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-035
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	16.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		