




## Ficha técnica REF 20.53.50

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 20.53.50                                                                                                                | separador 2d 8x15mm 16cm     |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                   | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                                                                                                   | GTIN                         | 04046826028633          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                             | UMDNS-Code                   | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                              | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,029                                                                                                                   | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                      | Instrucciones de preparación | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                         |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | Imagen detallada             |                         |
|          |                                                                                                                         |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 8x15mm 16cm                                                                                                             | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                         |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                       |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                        |                              |                         |