



## Ficha técnica REF 20.64.52

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 20.64.52                                                                                                                                                   | separador 2d agu 4mm 16cm c vástago flex |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                      | Número de aduana                         | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 45918                                                                                                                                                      | GTIN                                     | 04046826028855          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                | UMDNS-Code                               | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,025                                                                                                                                                      | Manual de uso                            | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación             | MPK03-1                 |
| <div></div>    |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                          |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | Imagen detallada                         |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 4mm 16cm                                                                                                                                                   | Revestimiento                            |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                          |                                          |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                           |                                          |                         |
| Mango                                                                                                                                                                            | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                           |                                          |                         |
| Otro                                                                                                                                                                             | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                                                                                                       |                                          |                         |