






## Ficha técnica REF 203.04.13

11.12.2025

| Datos generales   |  |                                   |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Referencia  | 203.04.13  | SC tijera quir rct 13.0cm agu/agu |  |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                  | 90189084   |
| GMDN  | 38727  | GTIN                              | 04046826171445   |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                        | 13-480   |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R001;01;ag;2U  |
| Peso neto (kg)  | 0,031  | Manual de uso                     | GATDR00X   |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación      | MPK23-1  |
|   |  |                                   |  |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                   |  |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                  |  |
|   |  |                                   |  |
| Medida  | 13.0cm   | Revestimiento                     | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                                   |  |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                                   |  |
| Material  |  |                                   |  |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |                                   |  |
| Cuerpo  | 1.4117 (X38CrMoV15)  |                                   |  |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |                                   |  |