



## Ficha técnica REF 203.06.14

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 203.06.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SC tijera quir rct 14.5cm agu/ro |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de aduana                 | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GTIN                             | 04046826171490                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UMDNS-Code                       | 13-480                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manual de uso                    | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instrucciones de preparación     | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                  |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imagen detallada                 |                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                        | 14.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revestimiento                    | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |