






Ficha técnica REF 203.07.14

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Referencia | 203.07.14 | SC tijera quir crv 14.5cm agu/ro | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 38727 | GTIN | 04046826171520 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-480 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg) | 0,042 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 14.5cm | Revestimiento | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |