



Ficha técnica REF 203.35.20

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	203.35.20	SC Sims tijera crv 20.0cm agu/ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826171681
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-493
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,063	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20.0cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		