



## Ficha técnica REF 204.32.20

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                          | 204.32.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SC Metzenbaum tijera rct 20cm |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                              | unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de aduana              | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                                | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GTIN                          | 04046826172275                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                    | 13-492                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                   | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                      | 0,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manual de uso                 | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                          | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación  | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                      | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                               |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imagen detallada              |                                                                                                |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                              | 20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revestimiento                 | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                              | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                |
| Tornillo                                                                                                                                                                            | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                |