



## Ficha técnica REF 204.33.15

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 204.33.15                                                                                                                                                                                        | SC Metzenbaum tijera crv 15cm |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                                                                                                                                                                            | Número de aduana              | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 38727                                                                                                                                                                                            | GTIN                          | 04046826172404                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                    | 13-492                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                   | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,029                                                                                                                                                                                            | Manual de uso                 | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación  | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div>                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                               |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | Imagen detallada              |                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 15cm                                                                                                                                                                                             | Revestimiento                 | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                |
| Tornillo                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                |