



Ficha técnica REF 204.55.66

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	204.55.66	SC Plus Kelly tijera crv 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826172862
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastía moderna Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	16cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		