



Ficha técnica REF 204.73.23

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	204.73.23	SC Gorney tijera crv 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826173081
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,072	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		