



Ficha técnica REF 205.18.70

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	205.18.70	SC micro 2000 tijera rct 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826173289
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,056	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4310 (X10CrNi18-8)		