



Ficha técnica REF 212.06.12

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	212.06.12	BI-Line SC Wagner tijera fina rct 12cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826402112
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	12cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)