



Ficha técnica REF 213.07.14

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	213.07.14	BI-Line SC tijera crv 14.5cm agu/ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826173531
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,044	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	14.5cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		