



Ficha técnica REF 213.56.17

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	213.56.17	BI-Line SC Mayo Stille tijera rct 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826173678
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,062	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	17cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		