



## Ficha técnica REF 213.57.17

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                         | 213.57.17                                                                                                                                                        | Bl-Line SC Mayo Stille tijera crv 17cm |                                                                                            |
| Unidad                                                                                                                                                                             | unid.                                                                                                                                                            | Número de aduana                       | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                               | 38727                                                                                                                                                            | GTIN                                   | 04046826173708                                                                             |
| Clasificación                                                                                                                                                                      | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                             | 13-480                                                                                     |
| Clasificación                                                                                                                                                                      | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                     | 0,063                                                                                                                                                            | Manual de uso                          | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                         | si                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación           | MPK23-1                                                                                    |
| <div></div>      |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
| Medicon medios                                                                                                                                                                     | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                        |                                                                                            |
| Imagen completa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Imagen detallada                       |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
| Medida                                                                                                                                                                             | 17cm                                                                                                                                                             | Revestimiento                          | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
| Material                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                    | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                |                                        |                                                                                            |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                                 | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                      |                                        |                                                                                            |