



## Ficha técnica REF 214.13.18

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 214.13.18                                                                                                                                                                                        | BI-Line SC Ragnell (Kilner) tijera 18cm |                                                                                            |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                            | Número de aduana                        | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                            | GTIN                                    | 04046826173760                                                                             |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                              | 13-492                                                                                     |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,035                                                                                                                                                                                            | Manual de uso                           | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación            | MPK23-1                                                                                    |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                         |                                                                                            |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | Imagen detallada                        |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
| Medida                                                                                                                                                                        | 18cm                                                                                                                                                                                             | Revestimiento                           | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                            |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
| Tornillo                                                                                                                                                                      | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                            |