



## Ficha técnica REF 214.33.26

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                        | 214.33.26                                                                                                                                                           | BI-Line SC Nelson Metzenbaum tijera crv 26cm |                                                                                            |
| Unidad                                                                                                                                                                            | unid.                                                                                                                                                               | Número de aduana                             | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                              | 38727                                                                                                                                                               | GTIN                                         | 04046826173975                                                                             |
| Clasificación                                                                                                                                                                     | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                         | UMDNS-Code                                   | 13-492                                                                                     |
| Clasificación                                                                                                                                                                     | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                          | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                    | 0,097                                                                                                                                                               | Manual de uso                                | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                        | si                                                                                                                                                                  | Instrucciones de preparación                 | MPK23-1                                                                                    |
| <div></div>     |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
| Medicon medios                                                                                                                                                                    | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                              |                                                                                            |
| Imagen completa                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Imagen detallada                             |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
| Medida                                                                                                                                                                            | 26cm                                                                                                                                                                | Revestimiento                                | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
| Material                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                   |                                              |                                                                                            |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                                | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                         |                                              |                                                                                            |