



Ficha técnica REF 214.56.77

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	214.56.77	BI-Line SC Potts tijera de tenotomia 20cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826174194
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		