



Ficha técnica REF 214.67.16

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	214.67.16	BI-Line SC Reynolds (Jameson) tijera 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174262
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	16cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		