



Ficha técnica REF 22.02.54

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	22.02.54	Ochsner espátula mal 40x330mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	39610	GTIN	04046826029135
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-249
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,104	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	40x330mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		