



Ficha técnica REF 22.18.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	22.18.21	Parker Langenbeck (US Army) separador 21cm jgo/2	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826029487
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,102	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.02.54 (folleto Daniel-Gubisch)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		