




Ficha técnica REF 22.34.54

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	22.34.54	Volkman separator 4d semiagu 18mm 22cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826029869
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,079	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18mm 22cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		