





## Ficha técnica REF 22.35.04

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.35.04                                                                     | Volkman separator 4d ro 18mm 22cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                                                        | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 45918                                                                        | GTIN                              | 04046826029913          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                                                  | UMDNS-Code                        | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                   | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,088                                                                        | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                                                           | Instrucciones de preparación      | MPK12-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                                                              |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL ) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | Imagen detallada                  |                         |
|    |                                                                              |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 18mm 22cm                                                                    | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)                                            |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                                                             |                                   |                         |