



Ficha técnica REF 22.42.03

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	22.42.03	Kocher separador 3d agu 13mm 22cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030049
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,088	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		13mm 22cm	Revestimiento
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		