



## Ficha técnica REF 22.43.02

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                 |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 22.43.02                                        | Kocher separador 2d ro 9mm 22cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                           | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 45918                                           | GTIN                            | 04046826030087          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                      | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,060                                           | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                              | Instrucciones de preparación    | MPK12-1                 |
| <div></div>    |                                                 |                                 |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                 |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                 | Imagen detallada                |                         |
| <div></div> |                                                 |                                 |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 9mm 22cm                                        | Revestimiento                   |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                 |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                 |                                 |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                 |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)               |                                 |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                 |                         |