




Ficha técnica REF 22.73.14

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	22.73.14	Billroth separador 4d 50x45mm 25cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030315
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,164	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	50x45mm 25cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		