



Ficha técnica REF 223.51.73

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	223.51.73	MC Mayo tijera crv 23.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174606
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,102	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	23.0cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio y partes doradas
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		