



Ficha técnica REF 223.56.96

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	223.56.96	MC Lexer tijera rct 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174637
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,049	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	16cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio y partes doradas
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		