



Ficha técnica REF 224.55.66

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	224.55.66	MC Kelly tijera crv 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174897
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	16cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio y partes doradas
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		