



## Ficha técnica REF 23.07.13

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 23.07.13                                                                                                     | Langenbeck separador 13x42mm 21cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                        | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                                                                                        | GTIN                              | 04046826030414          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                  | UMDNS-Code                        | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                   | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,066                                                                                                        | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                           | Instrucciones de preparación      | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                                              |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                              | Imagen detallada                  |                         |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 13x42mm 21cm                                                                                                 | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                              |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                            |                                   |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                     |                                   |                         |