



## Ficha técnica REF 23.21.34

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 23.21.34                                        | Kocher separador 30x40mm 23cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana              | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                           | GTIN                          | 04046826030582          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                    | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                   | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,115                                           | Manual de uso                 | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación  | MPK20-1                 |
| <div></div> |                                                 |                               |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                               |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada              |                         |
|                                                                                             |                                                 |                               |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 30x40mm 23cm                                    | Revestimiento                 |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                               |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                               |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                               |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                               |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                |                               |                         |