



## Ficha técnica REF 23.25.05

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 23.25.05                                                                                                                                                                             | Langenbeck Kocher separador 20x30mm 21cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                | Número de aduana                         | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                                                                                                                                                                | GTIN                                     | 04046826030650          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                          | UMDNS-Code                               | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                           | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,073                                                                                                                                                                                | Manual de uso                            | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                   | Instrucciones de preparación             | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                          |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | Imagen detallada                         |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 20x30mm 21cm                                                                                                                                                                         | Revestimiento                            |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                    |                                          |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                     |                                          |                         |