



Ficha técnica REF 23.25.07

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	23.25.07	Langenbeck Kocher separador 15x40mm 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030674
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,066	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.06.90 (prospecto Cristaca Set)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15x40mm 21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		