



## Ficha técnica REF 23.33.13

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 23.33.13                                                                                                                                                                                 | Middeldorpf separador 30x30mm 23.5cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                    | Número de aduana                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                                                                                                                                                                    | GTIN                                 | 04046826030971          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                              | UMDNS-Code                           | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                               | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,094                                                                                                                                                                                    | Manual de uso                        | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                       | Instrucciones de preparación         | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                      |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | Imagen detallada                     |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 30x30mm 23.5cm                                                                                                                                                                           | Revestimiento                        |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                        |                                      |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                         |                                      |                         |