



Ficha técnica REF 23.40.25

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	23.40.25	Kocher separador 25x70mm 25.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031084
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,127	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	25x70mm 25.5cm	Revestimiento	
--------	----------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)