



Ficha técnica REF 23.45.03

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	23.45.03	Richardson separador 38x38mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031275
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,085	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	38x38mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		