



Ficha técnica REF 23.54.42

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	23.54.42	Doyen separador/espéculo 45x85mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031480
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,215	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	45x85mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		