



## Ficha técnica REF 23.54.61

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 23.54.61                                        | Doyen separador/espéculo 60x55mm 24cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                           | GTIN                                  | 04046826031510          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                            | 13-666                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,196                                           | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación          | MPK24-1                 |
| <div></div> |                                                 |                                       |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                       |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                      |                         |
|                                                                                             |                                                 |                                       |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 60x55mm 24cm                                    | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                       |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                       |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                       |                         |
| Mango                                                                                                                                                                         | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                       |                         |