



Ficha técnica REF 23.73.35

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	23.73.35	Deaver separador 35mm 32cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032005
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,212	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	35mm 32cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		