



Ficha técnica REF 23.75.02

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	23.75.02	Deaver separador 22mm 22cm fig 2/0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032043
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,071	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	22mm 22cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		