



Ficha técnica REF 23.76.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	23.76.03	Tebbetts separador de lf 115x24mm 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032159
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	G237600
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		