





Ficha técnica REF 233.51.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	233.51.17	PremiumCut Mayo tijera crv 17.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826539504
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	17.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		