





Ficha técnica REF 234.67.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	234.67.14	PremiumCut Reynolds (Jameson) tijera crv 14cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826540104
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		