





## Ficha técnica REF 24.03.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.03.07	separador epicardial 3x3d agu 5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032272
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		