



Ficha técnica REF 24.10.70

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	24.10.70	Logan (Goldstein) separador 3x3d agu 3.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032517
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) 1.4104 (X14CrMoS17)		