



Ficha técnica REF 24.23.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.23.01	Funk separador de tejidos 90mm izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826457112
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	453.08.00 (Presto Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		