



## Ficha técnica REF 24.26.12

03.06.2026

| Datos generales                                                                    |                                                 |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Referencia                                                                         | 24.26.12                                        | Fish separador 2x2d ro 13cm  |                    |
| Unidad                                                                             | unid.                                           | Número de aduana             | 90189084           |
| GMDN                                                                               | 45182                                           | GTIN                         | 04046826032807     |
| Clasificación                                                                      | 2a (EU MDD)                                     | UMDNS-Code                   | 13-390             |
| Clasificación                                                                      | 7 (EU MDD)                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso neto (kg)                                                                     | 0,068                                           | Manual de uso                |                    |
| Latex free                                                                         | si                                              | Instrucciones de preparación | MPK03              |
|   |                                                 |                              |                    |
| Medicon medios                                                                     | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                    |
| Imagen completa                                                                    |                                                 | Imagen detallada             |                    |
|  |                                                 |                              |                    |
| Medida                                                                             | 13cm                                            | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento                                                      |                                                 |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                                 |                              |                    |
| Material                                                                           |                                                 |                              |                    |
|                                                                                    | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                    |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                 | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)        |                              |                    |